

**Erledigt**

## **Asus XG-C100C für zu extremer Verzögerung nach Systemstart**

**Beitrag von „TNa681“ vom 10. März 2020, 12:21**

Erstmal vielen Dank für die Mühe und Zeit, die du in den ausführlichen Test investiert hast!

Die Werte sehen ziemlich gut aus, vor allem bei der ISO merkt man deutlich den Unterschied zu Daten <25mb.

Mein Ziel ist es bei der Arbeit mit FCPX die Quellmedien nur auf meinem Xpenology zu haben. Ich erhoffe mir bei einem Raid 10 Verbund aus 6 Hdd's schon Lese und Schreibraten von um die 400mb/s.

Ich habe keine Lust mehr immer die Daten in die jeweilige Projekt-Mediathek laden zu müssen, sondern würde gerne die Quellen auf dem NAS liegen lassen.